

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /TB-VKNTTW
V/v báo giá vật tư

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư, hóa chất và chất chuẩn

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu mua sắm vật tư cụ thể như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Quy cách kỹ thuật	Số lượng
1.	Kim luồn tĩnh mạch	- Kim luồn tĩnh mạch Introcan Safety-Fep 1,1 X 33mm với mũi kim vát 3 cạnh tăng hiệu quả đâm xuyên và ống thông bền dẻo, ôm sát thân kim tạo thành một tổng thể liền mạch, trơn mượt, sắc, đem đến cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng. - Kim luồn tĩnh mạch có đầu bảo vệ bằng kim loại. - Đầu kim được thiết kế với 3 mặt vát giúp đạt được độ bén tối đa. - Chất liệu: Một đầu được làm từ Catheter nhựa Có 4 đường cản quang ngầm, kim làm từ chất liệu FEP-Teflon. - Kim luồn có cánh, không cửa, tốc độ chảy 60ml/phút - Đường kính và độ dài catheter: 0.9mm x 25mm. - Kim luồn 20G Bbraun đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2012 và chứng nhận CE mark. -Kim luồn 20G Bbraun hoặc tương đương.	5.000 Chiếc
2.	Nút chặn kim luồn	- Nút chặn kim luồn an toàn IN-Stopper, dài 40mm, có màng latex trên nắp đậy cho phép rút máu. Có khóa vặn xoắn giúp đóng đường truyền an toàn. Sử dụng để chặn kim luồn, tránh cho máu trào ra ngoài, có cổng chích thuốc để bơm thuốc. -Nút chặn BBraun IN-Stopper 4238010 hoặc tương đương.	5.000 Chiếc
3.	Xylanh 3ml Kim (23G) – 100cái/hộp	- Xylanh vô khuẩn dùng để lấy máu. - Dung tích: 3mL - Quy cách: Bơm tiêm đóng gói riêng từng chiếc vô khuẩn, gồm bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ được hàn kín (túi PE) sản phẩm được xử lý tiệt trùng bằng khí E.O theo quy trình kín. - Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 3ml/cc, cỡ	2.000 Hộp

Stt	Tên hàng hóa	Quy cách kỹ thuật	Số lượng
		kim 23G X 1"; 25G x 5/8"; 23G x 1". Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc nhọn, pittông có khía bề gãy dễ dễ hủy sau khi sử dụng. Kim tiêm nhập khẩu từ hãng NIPRO – Nhật Bản. Khử trùng bằng khí EO. Không chứa độc tố DEHP. - Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, TCVN ISO 13485:2017/ISO 13485:2016	
4.	Xylanh 5ml Kim (23G) – 100cái/hộp	- Xylanh vô khuẩn dùng để lấy máu. - Dung tích: 5mL - Quy cách: Bơm tiêm đóng gói riêng từng chiếc vô khuẩn, gồm bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ được hàn kín (túi PE) sản phẩm được xử lý tiệt trùng bằng khí E.O theo quy trình kín. - Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml/cc, cỡ kim 23G X 1"; 25G x 5/8"; 23G x 1". Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc nhọn, pittông có khía bề gãy dễ dễ hủy sau khi sử dụng. Kim tiêm nhập khẩu từ hãng NIPRO – Nhật Bản. Khử trùng bằng khí EO. Không chứa độc tố DEHP. - Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP – FDA; ISO 9001:2015 ; EN ISO 13485:2016	1.500 Hộp
5.	Ống nhựa ly tâm có nắp	- Ống dùng để ly tâm, trong suốt, đáy hình nón, có nắp. - Dung tích: 15 mL - Kích thước: đường kính ngoài (OD): 16,5 mm; Chiều cao: 121 mm - Chất liệu: Thân ống – polypropylen (PP); nắp – HDPE. Đáp ứng yêu cầu của Dược điển châu Âu về đồ chứa bằng nhựa dùng cho dược phẩm. - Thân ống có vạch chia thể tích - Chịu được lực ly tâm tối đa: $RCF \geq 18.000$ g. - Chịu được nhiệt độ từ -80°C đến 121 °C - Không chứa DNase, RNase và nội độc tố. - Đạt chứng nhận CE-IVD	20.000 Ống
6.	Ống nhựa ly tâm thể tích nhỏ	- Ống nhựa ly tâm trong suốt, đáy hình nón, có nắp bật gắn liền với ống. - Dung tích 2ml. - Kích thước: đường kính ngoài (OD);13mm; Chiều cao 41mm. - Chất liệu: Polypropylen (PP). Đáp ứng yêu cầu của Dược điển châu Âu về đồ chứa bằng nhựa dùng cho dược phẩm. - Thân ống có vạch chia thể tích, có phần trên thân ống được làm mờ để viết nhãn. - Chịu được lực ly tâm tối đa: $RCF \geq 20.000$g. - Chịu được nhiệt độ từ -80°C đến -120°C - Không chứa DNase, RNase và nội độc tố.	20.000 Ống

Stt	Tên hàng hóa	Quy cách kỹ thuật	Số lượng
		- Đạt chứng nhận CE-IVD.	
7.	Que thử thai HCG (50que/hộp)	- Phát hiện thai sớm với sự có mặt của nồng độ hCG trong mẫu nước tiểu ở người mẹ vượt ngưỡng 25m IU/ml. - Ly nhựa đựng được mẫu nước tiểu. - Độ nhạy: 100%. - Độ đặc hiệu $\geq 99,5\%$. - Hạn sử dụng: còn hạn sử dụng ít nhất 12 tháng từ khi nhận hàng. - Đọc kết quả trong vòng 1-5 phút. Khi đọc kết quả có hai vạch tại (C) và (T): Dương tính. Một vạch tại (C): Âm tính. Không có vạch nào hoặc một vạch tại (T): Kết quả sai. - Khi chưa sử dụng bảo quản Test ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ phòng từ 8 đến 30°C. - Đạt chứng nhận kết quả của lô.	10 Hộp
8.	Que thử ma túy tổng hợp 4 chất (15c/hộp)	- Phát hiện nhanh chóng, trực quan, có thể sử dụng để phát triển đồng thời, định tính các chất: + THC : Marijuana + MET : Methamphetamine + AMP : Amphetamine + MOP : Heroin – Morphine - Opiates - Ly nhựa đựng được mẫu nước tiểu. - Độ nhạy: 99,8%. - Độ đặc hiệu: 99,6% - Hạn sử dụng: còn hạn sử dụng ít nhất 12 tháng từ khi nhận hàng. - Đọc kết quả trong vòng 1 – 5 phút. + Kết quả Dương tính (Có sử dụng ma túy): Ô kết quả chỉ xuất hiện 1 vạch hồng tại (C). + Kết quả Âm tính (không sử dụng ma túy): Ô kết quả sẽ xuất hiện hai vạch hồng tại (C) và (T). + Kết quả không có giá trị (hỏng): Trong ô kết quả không thấy xuất hiện vạch chứng (C). - Khi chưa sử dụng bảo quản Test ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ phòng từ 8 đến	200 Hộp

Stt	Tên hàng hóa	Quy cách kỹ thuật	Số lượng
		30°C. - Đạt chứng nhận kết quả của lô.	

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá chất chuẩn, hóa chất, vật tư và linh kiện thay thế, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị cung cấp báo giá hàng trong danh mục trên;
- Giá chào hàng thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá chào hàng là giá bao gồm tất cả chi phí nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí vận chuyển và bàn giao tại Khoa dự trữ và Kho hóa chất của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (48 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội) và các chi phí liên quan khác (nếu có);
- Báo giá phải ghi rõ thông số về mã hàng, hãng sản xuất, xuất xứ, số lượng và quy cách kỹ thuật cung cấp của hàng hóa chào giá;
- Hiệu lực của báo giá tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư Trang thiết bị - Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội) trước ngày **14/01/2026**.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư Trang thiết bị - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

